


FIBER FORCE®

Lichthärtende Glasfaser & Kunststoffe
für das Dentallabor



Metallfreie Faserverstärkung für:

- Neuherstellung und Reparatur von Prothesen
- Verstärkung von Acryl-Elementen
- Reduzierung von Frakturgefahr in der Prothetik



FIBER FORCE®

Erstellen Sie stabile metallfreie Gerüste für verschraubte Implantatprothesen




Lichthärtender metallfreier Faden, rosa
(2 Stk.) ø 2,2 mm x 150 mm

REF CI08002

- Für die Prothetik-Reparatur
- Halt für Implantatprothetik
- Verstärkung für Acryl-Prothetik

43 €*
* inkl. MwSt.



Verstärken Sie herausnehmbaren Zahnersatz




Lichthärtendes metallfreies Netzgewebe, rosa
(2 Stk.) 80 mm x 53 mm

REF CI08004

- Für neue Vollprothesen
- Implantatgetragene Prothetik
- Reparatur von Prothetik

59 €*
* inkl. MwSt.





EZ VAC Vakuumeinheit

REF CI13002

Die EZ VAC ist ein einfach zu bedienendes Vakuumformgerät, das speziell für FIBER FORCE®-Gewebe entwickelt wurde, um jederzeit perfekt angepasste, dünne FIBER FORCE®-Verstärkungen anzufertigen. Eine Silikonmembran zieht das ungehärtete Netz nach unten, das sich so dem Modell perfekt anpasst. Anschließend wird die EZ VAC in eine Lichthärteeinheit eingesetzt und das Gewebe wird zu seiner endgültigen Form ausgehärtet.

166 €*



Set Vollprothese/Teilprothese

REF CI17001

- 1 x EZ VAC Vakuumeinheit
- 2 x Lichthärtender Faden, rosa
- 2 x Lichthärtendes Netzgewebe, rosa
- 1 x Lichthärtender Kunststoff, rosa

326 €*

Lichthärtender Kunststoff 3 ml Spritze

- Für Netzgewebe-Herstellung
- zur Befestigung des Gerüsts auf das Modell
- als Ersatz für Acryl bei Reparaturen

rosa
REF CI08027

zahnfarbig
REF CI08028

je
28 €*



221 €*

CST Starter Set

REF CI08111

Selbsttragende dreidimensionale Faserstruktur für implantatgestützte Brücke

- 1 x Hybridgeflecht, rosa 1:6 (ø 1,3 mm x 450 mm)
- 1 x Hybridgeflecht, rosa 1:4 (ø 1,2 mm x 300 mm)
- 3 x Stützpfiler
- 1 x Kleber „James-2“
- 1 x Lichthärtender Kunststoff, rosa (Spritze)

FIBER FORCE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bio Composants Médicaux.

* Preise zzgl. MwSt. und Versand

Alle Produktneuheiten finden Sie hier:

(QR-Code scannen)



Gleich online im Champions-Implants-Shop oder per Fax bestellen!

champions  implants

Bestellung

FIBER FORCE®

_____ Stück	Lichthärtender Faden, rosa (REF CI08002)	à € 43,-*
_____ Stück	Lichthärtendes Netzgewebe, rosa (REF CI08004)	à € 59,-*
_____ Stück	Lichthärtender Kunststoff, rosa (REF CI08027)	à € 28,-*
_____ Stück	Lichthärtender Kunststoff, weiß (REF CI08028)	à € 28,-*
_____ Stück	CST Starter Set (REF CI08111)	à € 221,-*
_____ Stück	EZ VAC Vakuumeinheit (REF CI13002)	à € 166,-*
_____ Stück	Set Vollprothese/Teilprothese (REF CI17001)	à € 326,-*

Rechnungsanschrift (ggf. Stempel)

Lieferanschrift (ggf. Stempel)

Name _____

Name _____

Straße/Nr. _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

Telefon _____ Fax _____

KD-Nr. _____

KD-Nr. _____

* Preise zzgl. MwSt. und Versand

Bestell-Fax: +49 (0) 6734 10 53

Frachtkostenfreie Lieferung ab € 500,- Netto-Bestellwert

Wir bestellen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Champions-Implants-GmbH (AGB auf Homepage > Shop > AGB) die aufgeführten Artikel.

Bitte senden Sie mir den aktuellen Produktkatalog

CHAMPIONS-IMPLANTS GMBH

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.com

Kennen Sie schon die Fortbildungen der Future Dental Academy?

- MIMI®-MotivaCtion
 - Prothetik & KFO-Aligner
 - Biologische Implantologie
- 1 Tageskurs = 10 Fortbildungspunkte!**

Termine und Anmeldeformular auf unserer Website:

www.champions-implants.com



Bestellschein 4-Seiter Fiber Force 2020
16. April 2020, 11:34 vorm.

BE PART OF THE CHAMPIONS® (R)EVOLUTION!

Mehr Informationen zu unseren Produkten:
www.champions-implants.com

champions  implants