

HYBRIDSCHRAUBEN – NEU BEI DEN CHAMPIONS!

Veröffentlicht von pip Redaktion Berlin | 8 Nov, 2019 | Champions Implants, pip präsentiert



Anwender sind begeistert von der Einfachheit des Shuttles bei Champions Implants. Für geringe Gingivahöhen < 4 mm oder falls das Implantat gedeckt einheilen soll, gibt es nun alternativ die Hybridschrauben Georgi -1,5 für eine Implantatplattform von 1,5 mm oder Georgi-2,5 für Implantatplattformen mit 2,5 mm und die chirurgische Verschluss-Schraube Georgi -05 für Implantatplattformen von 0,4 mm. Natürlich aus Titan Grad 5. Die Georgi-Schrauben sind auf ein maximales Eindrehmoment von 15 Ncm ausgelegt, und vor ihrem Einsatz müssen natürlich die kleine Haltschraube in den Champions und der Shuttle entfernt werden.



[Weitere Informationen](#)

[< VORHERGEHENDER](#)

ICX-Royal: Komplett-System für implantatgetragenen Zahnersatz

ÄHNLICHE BEITRÄGE



Video: Bego Semados Easy-Con System (Chairside)

26/02/2019



Brandneu: Der Bone Management-Katalog

09/07/2018



Wer sucht der findet

06/09/2018



Komplikationsmanagement in der Implantologie

07/02/2019

DER PIP NEWSLETTER

IHR NAME

IHRE EMAIL ADRESSE

Ich erkläre mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden

JETZT ABONNIEREN